


Användarinstruktion Patient

XTEND CONNECT A100



XTEND CONNECT


STORLEKS- OCH VIKTGUIDE

Maxvikten för Xtend Connect är 100 kg. Maxvikten får absolut inte överskridas.

XTEND CONNECT OCH DESS OLIKA DELAR

Xtend Connect består av två delar:

Snabbfästet - Kan öppnas och stängas med hjälp ett låshjul och en säkerhetstryckknapp
Basdel - Passas in i snabbfästet.




A) Låshjul

B) Säkerhetstryckknapp

C) Basdel

D) Snabbfäste

Xtend Connect finns i olika varianter för att passa olika typer av proteser.
Den variant som du har utrustats med är markerad med ett kryss.



ATT MONTERA OCH DEMONTERA XTEND CONNECT FÖR ATT MONTERA EN ANNAN PROTESKOMPLEMENT, T EX EN ANNAN FOT

Det är viktigt att du följer de här stegen vid montering och demontering av Xtend Connect.

- Se till att alla komponenter är inom räckhåll innan du börjar montering, demontering och byte av proteskomponenter. **DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT!** ⚠️
- Sätt dig ner på en stadig stol, pall eller bänk innan du påbörjar montering, demontering eller byte av proteskomponenter.
- Dubbelkontrollera att du har alla komponenter inom räckhåll, inklusive den protesdel som du ska byta till.
- Öppna låshjulet fullt ut genom att vrida det motsols. Du ska fortsätta vrida tills hjulet skjuts ut i sitt ytterläge. Du kan kontrollera att hjulet är i sitt yttersta läge genom att lätt trycka på utsidan av hjulet. Om hjulet fjädrar lätt och genast hoppar tillbaka, är det i sitt ytterläge.
- Tryck in säkerhetstryckknappen och lossa basenheten från snabbfästet (bild 1). Det kan vara bra att ha en mjuk matta under eller ta emot protesdelen med den lediga handen.
- Ta den andra proteskomponenten och för in basenhetens handel i snabbfästets hondel. Lyssna noga efter snäppljudet från säkerhetstryckknappen. Var försiktig så att du inte klämmer dina fingrar när du monterar delarna. Undvik att hålla i Xtend Connect när du snäpper ihop delarna. Risken finns annars att du klämmer dig (bild 2).
- När delarna har klickat ihop, tryck in och vrid samtidigt medsols för att låsa hjulet (bild 3). Fortsätt skriva medsols till hjulet bottnar och det tar stopp (bild 4).



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4

- Kontrollera att den nya protesdelen sitter stadigt genom att vicka lite på den nya delen. Det ska vara helt fast och delarna får inte rotera eller ge ifrån sig något ljud. Vid ljud, dra åt låshjulet till helt låst läge.
- Därefter kan du resa dig upp och fortsätta använda ditt protesben precis som vanligt.

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad
info@lindhe.se
Telefon: 035-262 92 00
www.lindhextend.com

RENGÖRINGSINSTRUKTION

Du bör, minst en gång per vecka, rengöra Xtend Connects två delar. Vi rekommenderar att varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel används. Gör så här:

- Ta av dig protesbenet. *Tips: Sitt på en stol vid tvättstället.*
- Dela komponenterna i två delar
- Rengör båda komponenterna. De ska fortfarande sitta kvar på sina respektive protesbensdelar. Du kan antingen sänka ner dem i ett bad eller hålla dem under rinnande vatten. Skrubba lite lätt med ett mildt diskmedel. *Tips: Det kan vara bra att använda tops.*
- Skölj noga.
- Torka av med en luddfri torr trasa eller papper så att ytorna blir rena och torra.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om något ljud uppstår i komponenten eller om den är svår att ta isär eller passa ihop, ta isär delarna och rengör snabbkopplingen. Se instruktion. Om detta inte löser problemet, konsultera din ortopedingenjör.
 - Xtend Connect tål vatten. Om detaljen sänkts ner i vatten, framförallt salt- och poolvatten, skölj gärna av komponenten för att undvika att det bildas salt- eller kloravlagringar eftersom detta kan motverka en smidig och enkel montering.
 - Om komponenten har utsatts för sand eller smuts, montera isär de två delarna och rengör den enligt rengöringsinstruktionen.
 - Komponenten är designad för att tåla ett temperaturintervall på -20 °C till +80 °C.
 - Om du ökar i vikt upp till över 100 kg, kontakta genast din ortopedingenjör. Komponentens maxvikt är 100 kg och får inte överstigas.
 - Om du lyfter tunga laster ofta och det tillsammans med din vikt överstiger 100 kg ska du inte använda Xtend Connect. Maxvikt är 100 kg och får inte överstigas.
 - Var uppmärksam på förändrad eller förlorad funktion. Exempel på detta är försämrad passform, tröghet vid byte eller rotation i sidled. Kontakta din ortopedingenjör om detta uppstår, och använd inte produkten förrän dess funktion har undersökts.
 - Vi rekommenderar att Xtend Connect inspekteras av en ortopedingenjör var sjätte månad. Vid mycket aktivt användande kan det vara nödvändigt med kortare intervall.
- ⚠️ Produkten är inte lämplig för högintensiv löpning.

ATT MONTERA OCH DEMONTERA XTEND CONNECT FÖR ATT SÄTTA PÅ SIG ETT PAR TAJTA BYXOR

Det är viktigt att du följer de tidigare stegen vid montering och demontering av Xtend Connect. När du behöver sätta på dig ett par tajta byxor tänk också specifikt på detta:

När du tagit isär dina protesdelar med hjälp av Xtend Connect, ta på dig dina tajta byxor över den övre delen av protesbenet och dra upp byxbenet så långt upp som din proteshylsa tillåter (bild 5). Därefter kan du koppla ihop Xtend Connect igen och dra ner byxorna över den nedre delen av protesbenet och fortsätta din påklädning (bild 6). Tänk på att alltid sitta ner när du demonterar/monterar Xtend Connect.



Bild 5



Bild 6

⚠️ VARNINGAR PATIENT

- Xtend Connect får inte demonteras när du står upp. Detta kan leda till att du faller.
- Var försiktig så att du inte klämmer dina fingrar när du monterar Xtend Connect (bild 2).
- Du får absolut inte gå på Xtend Connect om inte delarna är korrekt sammanmonterade och korrekt låsta. Detta kan annars leda till att du trillar och skadar dig.
- Om du befinner dig i varma miljöer, se upp för varma delar på Xtend Connect.
- Undvik överdrivet sura och alkaliska rengöringsmedel vid rengöring av Xtend Connects delar.
- Produkten är inte anpassad för högintensiv löpning.
- Tänk på att sand och smuts kan göra det svårt att montera och demontera Xtend Connect t ex vid användning vid stranden.
- Den här produkten får endast installeras på protesben av behörig ortopedingenjör.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är maxvikten för Xtend Connect?

Maxvikten för att använda Xtend Connect är 100 kg.

Vilka övriga komponenter, t.ex. knäleder, passar till Xtend Connect?

Xtend Connect passar till de flesta system som har hon- eller hanpyramid, rörlösning i 30 mm eller en fyrshålls-lösning.

Xtend Connect ger ljud ifrån sig. Hur kan jag korrigera det?

Anledningen till ljudet måste analyseras. Börja först att rengöra Xtend Connect och prova därefter igen. Om inte detta hjälper, kontakta din ortopedingenjör snarast och använd inte Xtend Connect under tiden.

Kan jag springa med Xtend Connect?

Xtend Connect klarar lågintensiv jogging men är inte anpassad för högintensiv löpning. Prata med din ortopedingenjör.

Kan jag simma med Xtend Connect?

Ja, Xtend Connect tål både salt- och poolvatten. Men det är viktigt att dina anslutande komponenter också är gjorda för detta. Prata med din ortopedingenjör.

Min protes har blivit smutsig, hur gör jag rent den?

Xtend Connect kan tas isär i två delar, precis som vid vanlig användning. Följ instruktionen för rengöring som du finner i användarmanualen.

Xtend Connect kärvar när jag försöker sätta ihop den. Vad ska jag göra?

Xtend Connect ska vara lätt att montera. Säkerställ först att du inte har fått smuts eller sand på de anslutande ytorna eller att någon sten har kommit in i anslutningen. Följ instruktionen för rengöring som du finner i användarmanualen. Om problemet kvarstår, kontakta din ortopedingenjör.

Låshjulet som ska låsa Xtend Connect går upp för lätt?

Låshjulet ska vara ganska trögt för att säkerställa en säker låsning. Om det är för löst bör du kontakta din Ortopedingenjör för att analysera orsaken. Undvik att använda produkten tills du har konsulterat till Ortopedingenjör.

XTEND CONNECT glappar, vad ska jag göra?

Säkerställ att låshjulet är korrekt inskruvat. Tryck in och vrid samtidigt och skruva så långt det går tills hjulet bottnar och det tar stopp.

Om inte detta fungerar, ta isär och rengör Xtend Connect enligt rengöringsinstruktionen. Montera igen.

Om inte detta fungerar, kontakta din ortopedingenjör.

Hur hårt ska jag dra åt låshjulet?

Du ska dra åt tills det tar stopp. Om Xtend Connect glappar, eller ger ljud ifrån sig, är det mest troligt så att du inte har dragit åt ordentligt. Dra då lite till.