

Xtend Foot H100 Teknisk specifikation

Xtend Foot är en patenterad protesfot som fungerar nästan som en riktig fot. Dess unika funktion är större lateral rörlighet för foten, vilket gör det möjligt att kompensera för ojämna ytor under gång.

Konstruktionsegenskaper

Foten består av patenterade specialdesignade fiberkomposit-element som är utrustade med en unik och patenterad limningsteknik.

Fotskal

Fotskalet är gjord av termoplastiskt elastomer och är avtagbart.

Vikt

Storlek 426, väger inklusive fotskal och spektrasocka 625 gram. Utan fotskal och spektra socka 367 gram.

Garanterad i vatten

Xtend Foot är garanterad för användning i söt-, salt- och klorerat vatten och passar därmed utmärkt som delkomponent i bad- och hygienproteser.

Montering

Foten har en universal pyramidadapter och passar alla standardkomponenter på marknaden.

Bygghöjder

Bygghöjden är den fria höjd som foten har när den är monterad på resten av protesbenet. Dimensionerna inkluderar fotskalet. Den totala höjden mäts till toppen av pyramiden och inkluderar även den fotskal.

Alla mått är i cm.

Fot storlek (cm)	23		24		25		26		27		28		29	
	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*	Bygghöjd cm*	Total höjd cm*
40-60 kg	11,1	12,1	11,3	12,3										
61-80 kg	11,2	12,2	11,4	12,4	12,1	13,1	11,8	12,8	12,2	13,2	13,0	14,0	12,7	13,7
81-100 kg	11,3	12,3	11,6	12,6	12,4	13,4	11,8	12,8	12,2	13,2	13,3	14,3	12,9	13,9
101-125 kg					12,2	13,2	12,3	13,3	12,3	13,3	13,1	14,1	12,9	13,9

* Monterad med fotskal