

## Xtend Cover Protesskydd

*Xtend Cover är ett egenutvecklat kosmetiskt skydd för knäproteser. Det är snyggt och väldesignat för att man stolt ska kunna visa upp sina ben. Designen ger ett personligt uttryck och blir till en fin accessoar, samtidigt som det skyddar protesen mot stötar.*



Protesskyddet består av två delar, ett fram- och ett bakstycke, som enkelt monteras med hjälp av två skruvar i nederkant och ett snäppfäste i överkant. Det baseras på en 3D-printad kärna av lätt, men stryktålig polyamid, med ett skräddarsytt läderöverdrag.



Gummidistanser håller resten av skyddet på plats och verkar stötdämpande vid eventuella fall eller vid knästående.

### Tekniska data

Rörstorlek	30/34 mm
Vikt	350 gr
Material innerkärna	Polyamid
Material ytterhölje	Naturskinn

### Passande knäleder

Passar till C-leg, Genium, Rheo-Knee och de flesta mekaniska knäproteser.

## Beställningsinformation Design Honeycomb



Vitt läder/Matt svart

Svart läder/Blank svart

Brunt läder/Silver Metallic

Svart läder/Silver Metallic

Framsida	Rörstorlek	Beställningsnummer:
Vitt läder	30 mm	C100-WH-01-30-01
Vitt läder	34 mm	C100-WH-01-34-01
Svart läder	30 mm	C100-BL-01-30-01
Svart läder	34 mm	C100-BL-01-34-01
Brunt läder	30 mm	C100-BR-01-30-01
Brunt läder	34 mm	C100-BR-01-34-01



Baksida	Ben:	Rörstorlek	Beställningsnummer:
Matt svart	Höger	30 mm	C100-MB-01-30-2R
Matt svart	Vänster	30 mm	C100-MB-01-30-2L
Matt svart	Höger	34 mm	C100-MB-01-34-2R
Matt svart	Vänster	34 mm	C100-MB-01-34-2L
Blank svart	Höger	30 mm	C100-GB-01-30-2R
Blank svart	Vänster	30 mm	C100-GB-01-30-2L
Blank svart	Höger	34 mm	C100-GB-01-34-2R
Blank svart	Vänster	34 mm	C100-GB-01-34-2L
Silver Metallic	Höger	30 mm	C100-SM-01-30-2R
Silver Metallic	Vänster	30 mm	C100-SM-01-30-2L
Silver Metallic	Höger	34 mm	C100-SM-01-34-2R
Silver Metallic	Vänster	34 mm	C100-SM-01-34-2L



## Beställningsinformation Design Flower



Vitt läder/Matt svart



Svart läder/Blank svart



Brunt läder/Silver Metallic

Framsida	Rörstorlek	Beställningsnummer:
Vitt läder	30 mm	C100-WH-02-30-01
Vitt läder	34 mm	C100-WH-02-34-01
Svart läder	30 mm	C100-BL-02-30-01
Svart läder	34 mm	C100-BL-02-34-01
Brunt läder	30 mm	C100-BR-02-30-01
Brunt läder	34 mm	C100-BR-02-34-01



Baksida	Ben:	Rörstorlek	Beställningsnummer:
Matt svart	Höger	30 mm	C100-MB-02-30-2L
Matt svart	Vänster	30 mm	C100-MB-02-30-2L
Matt svart	Höger	34 mm	C100-MB-02-34-2L
Matt svart	Vänster	34 mm	C100-MB-02-34-2L
Blank svart	Höger	30 mm	C100-GB-02-30-2L
Blank svart	Vänster	30 mm	C100-GB-02-30-2L
Blank svart	Höger	34 mm	C100-GB-02-34-2L
Blank svart	Vänster	34 mm	C100-GB-02-34-2L
Silver Metallic	Höger	30 mm	C100-SM-02-30-2L
Silver Metallic	Vänster	30 mm	C100-SM-02-30-2L
Silver Metallic	Höger	34 mm	C100-SM-02-34-2L
Silver Metallic	Vänster	34 mm	C100-SM-02-34-2L



