



Xtend[®] Foot

Feet on any ground



17° lateral fleksibilitet sammenlignbart med en menneskefot



Overlegen energiretur, styrke og fleksibilitet



Garantert i fersk-, basseng- og saltvann

Xtend[®] Foot

17° som betyr alt

Den unike sideveis 17 graders fleksibiliteten til Xtend Foot kan sammenlignes med en menneskefot som oppnår 17-20 grader. For oss betyr dette en protese som muliggjør heller enn begrenser deg. Hva vil 17 grader bety for deg?

Vi tok utviklingen et skritt videre



Sideveis bevegelse gjør det enkelt å gå – fra det første steget til langturen. Xtend Foot motvirker ujevnheter og tilpasser seg ulike underlag, for enestående sikkerhet og balanse.

Energien som lagres ved hælsett frigjøres gradvis under tåløft-fasen, for effektiv energiretur. Lavt tyngdepunkt sikrer uovertruffen stabilitet.

Det unike, fleksible festemidlet og den ultratynne sålen sikrer full bakkekontakt uten at det går ut over tilpasningsevnen.

Titan pyramideadapter



Unik materialkombinasjon, for overlegen energiretur, styrke og fleksibilitet.

Ultratynn såleplate gir utmerket energiretur, uten at det går ut over sidefleksibiliteten.



Lettvektskonstruksjon – kun 399 g.

Spesiallim som er egnet for optimal invertering/eversjon.

17° 17° lateral fleksibilitet – sammenlignbar med en menneskefot.



Garantert i fersk-, basseng- og saltvann

Lev livet til det fulle

Jorden er ikke flat, og livet leves sjelden på jevne overflater. Tradisjonelt har proteseføtter begrenset evnte til å tilpasse seg ujevne overflater, noe som fører til fall, følelse av ustabilitet, utmattelse – og et liv som ikke leves fullt ut.

Den nye og patenterte Xtend Foot fungerer essensielt som en menneskefot. Den er alltid klar til å ta deg dit du vil – på tur i fjellet, ut med båten, spille golf, eller bare gå tur med hunden.

Unik konstruksjon, for naturlig og sikker bevegelse

Den definerende egenskapen til Xtend Foot er dens overlegne sideveis bevegelse, en sikker kompensering på ujevnt underlag. Dette er takket være den unike blandingen av tilpasningsdyktig og fleksibel glassfiber og karbonfiber, et materiale som er kjent for sin evne til å skape energiretur.

Systemet etterligner den naturlige bevegelsen til en menneskefot med tå-, hæl- og baselaminat som gir styrke og effektiv energiretur, mens den aktive støtdempingen i foten avlastar den gjenværende delen av benet. Xtend Foot gir en komfortabel, naturlig og holdbar måte å gå på, selv i utfordrende terreng som nedoverbakker, trapper og favorittstien din i skogen.

Dra hvor som helst – gjør hva som helst

Xtend Foot tilbyr mye mer enn bare bevegelsesfrihet. Ved å eliminere følelsen av usikkerhet, utfordrer det deg til å våge å gjøre det du ønsker, og gir deg selvtilliten til å gjøre det du trenger. Gå – sett føttene på et hvilket som helst underlag!

Dette er Xtend Foot

- Et fleksibelt og selvsikkert ganglag på alle overflater.
- Overlegen balanse, stabilitet og mobilitet.
- Kan tilpasses ulike overflater takket være fleksibel design og innovativ struktur.
- Utviklet i nært samarbeid med brukere og universiteter.
- Lavt tyngdepunkt.



START REISEN PÅ
LINDHEXTEND.COM

Xtend[®] Foot

Finn din passform

Xtend Foot er ment for personer som har amputert over eller under kneet, og som regelmessig opprettholder moderat til høyt aktivitetsnivå, spesielt utendørs og i ujevnt terreng. Protese foten tåler både ensidig og bilateral vekt på opptil 150 kg.

Størrelsesguide

Fotstørrelse [cm]	23	24	25	26	27	28	29
P3 Maks. 60 kg	H100-323	H100-324					
P4 Maks. 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5 Maks. 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6 Maks. 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7 Maks. 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729



Et ord fra Christoffer

Hei, jeg er grunnleggeren av Lindhe Xtend og innovatøren av Xtend Foot. Jeg utviklet opprinnelig Xtend Foot for mine egne behov, siden jeg ønsket å nyte friluftslivet og leve livet slik jeg pleide før amputasjonen.

I dag har vi gode data og dokumentasjon fra studier med Xtend Foot som viser overlegen gange i 6 minutters gåtest og kort tid i Time-Up-and-Go tester. Besøk hjemmesiden vår for å se resultatene fra studiene.

Helt siden Lindhe Xtend ble grunnlagt, har vi lyttet til og samhandlet med brukerne våre for å forbedre og validere produktet. Jeg er glad for å kunne si at brukerne deler følelsen av sikkerhet og bevegelsesfrihet med Xtend Foot. Fortell meg hva du synes ved å prøve #XtendFoot. Jeg gleder meg til å høre fra deg!

Start reisen på lindhextend.com

Gratis prøveperiode



YouTube



UTVIKLET OG
PRODUSERT I SVERIGE