

Xtend® Foot H100

Tekniske dataspesifikasjoner

Xtend Foot er en patentert fotprotese som med sine 17 graders fleksibilitet nesten fungerer som en naturlig fot. Den definerende egenskapen til Xtend Foot er dens overlegne sideveis mobilitet, en sikker kompensering på ujevnt underlag. Lavt tyngdepunkt sikrer uovertruffen stabilitet. Dette er takket være den unike blandingen av tilpassingsdyktig og fleksibel glassfiber og karbonfiber, et materiale som er kjent for sin evne til å skape energiretur.



Garanti

Xtend Foot – 36 måneder.
Fotskall – 9 måneder.



Maks. pasientvekt

150 kg (størrelseskategori P7)



Én enhet


Xtend Foot har ingen løse deler.



Ferdig montert ved levering

Leveres med fotskall og svart spectra-sokk allerede på plass.

Tekniske fakta Xtend® Foot H100



- A Fotskall høyde i mm
- B Bygd høyde i mm
- C Total høyde i mm

Xtend Foot
fotvalgsverktøy



Finnden perfekte
passformen med vårt
digitale fotvalgsverktøy!

Kategori	Størrelse (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
P3	Maks 60 kg	72	104	119	69	102	116															
P4	Maks 80 kg	72	105	119	69	102	117	76	112	126	82	115	130	84	116	131	87	117	132	86	118	132
P5	Maks 100 kg	72	106	120	69	103	118	76	112	127	82	116	131	84	116	131	87	119	134	86	120	134
P6	Maks 125 kg							76	114	128	82	116	131	84	117	132	87	120	135	86	121	136
P7	Maks 150 kg										82	115	130	84	116	131	87	121	136	86	121	136

Størrelsesguide

Kategori	Størrelse (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Maks 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Maks 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Maks 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Maks 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Maks 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

Slik bestiller du

Legg til L for venstre og R for høyre etter artikkelkoden. Eksempel: H100-426L

For fargevalg legg til suffiks; Kaukasisk FC, brun FB, lysbrun FT, svart FJ. Eksempel; H100-426L-FB.