

Xtend® Foot H100

Teknisk specifikation

Xtend Foot är en patenterad protesfot som med sina 17° sidoflexibilitet nästan fungerar som en mänsklig fot. Den avgörande egenskapen hos Xtend Foot är dess överlägsna sidorörlighet, en säker kompensation på ojämna ytor. En låg flexibilitetspunkt säkerställer en oöverträffad stabilitet. Detta tack vare sin unika blandning av det anpassningsbara och flexibla materialet glasfiber och kolfiber, ett material som är känt för sin förmåga att skapa energiåtergivning.



Vikt

Lättviktskonstruktion

Ex: Storlek P426 = 399 gram / 0.88 lbs.



Montering

Universell pyramid-adapter som passar alla standardkomponenter på marknaden

Skyddad mot vatten

Garanterad i färsk-, pool- och saltvatten



Material

Glasfiber, kolfiber och titan.

Flexibel

17° inversion
17° eversion

– jämförbart med en mänsklig fot.



Garanti

Xtend Foot – 36 månader.
Kosmetik – 9 månader.



Max kroppsvikt

150 kg / 339 lbs (storlekkategori P7).



En enhet


Xtend Foot har inga lösa delar.



Förmonterad vid leverans

Xtend Foot, fotskal och svart spectra socka redan på plats.

Tekniska fakta Xtend® Foot H100



- A Kosmetik höjd i mm
- B Bygghöjd i mm
- C Total höjd i mm

Xtend Foot
Storleksguide



Välj rätt fotstorlek
med vår digitala
storleksguide!

Kategori	Storlek (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
P3	Max 60 kg	72	104	119	69	102	116															
P4	Max 80 kg	72	105	119	69	102	117	76	112	126	82	115	130	84	116	131	87	117	132	86	118	132
P5	Max 100 k	72	106	120	69	103	118	76	112	127	82	116	131	84	116	131	87	119	134	86	120	134
P6	Max 125 kg							76	114	128	82	116	131	84	117	132	87	120	135	86	121	136
P7	Max 150 kg										82	115	130	84	116	131	87	121	136	86	121	136

Storleksguide

Category	Foot size (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

Hur du beställer

För vänster eller höger, lägg till L eller R efter artikelnumret. Exempel: H100-426L

För färgval lägg till suffix; kaukasisk FC, brun FB, ljusbrun FT, svart FJ. Exempel: H100-426L-FB