

Xtend® Foot H100

Specifiche Tecniche

Xtend Foot è un piede protesico brevettato che, con i suoi 17 gradi di flessibilità, funziona quasi come un piede naturale. La caratteristica distintiva di Xtend Foot è la sua eccellente mobilità laterale, che consente una compensazione sicura su superfici irregolari. Il baricentro basso garantisce una stabilità senza pari. Tutto questo è possibile grazie al suo esclusivo mix di fibra di vetro e fibra di carbonio adattabile e flessibile, un materiale noto per la sua capacità di creare un ritorno energetico.



Peso
Struttura leggera.
Es.: Misura P426 = 399 grammi.



Montaggio
Adattatore piramidale universale compatibile con tutti i componenti standard presenti sul mercato.

Impermeabilità
Garantita per uso in acqua dolce, salata e in piscina.



Materiale
Fibra di vetro, fibra di carbonio e titanio.

Flessibilità
17° di inversione
17° di eversione
– paragonabile a un piede umano.



Garanzia
Xtend Foot – 36 mesi.
Rivestimento del piede – 9 mesi.



Peso massimo del paziente
150 kg (categoria di taglia P7).




Un pezzo unico
Xtend Foot non prevede parti scomponibili.



Preassemblato al momento della consegna
Xtend Foot, rivestimento del piede e calzino Spectra già montati.

Dati Tecnici Xtend® Foot H100



A Altezza della cover (mm)
 B Ingombro totale (mm)
 C Altezza complessiva (mm)

Xtend Foot
 Strumento di
 selezione



Trova il piede ideale
 utilizzando il nostro
 strumento di selezione!

| Categoria | Taglia del piede (cm) | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | |
|-----------|--------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| | | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | | | |
| P3 | Max 60 kg | 72 | 104 | 119 | 69 | 102 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4 | Max 80 kg | 72 | 105 | 119 | 69 | 102 | 117 | 76 | 112 | 126 | 82 | 115 | 130 | 84 | 116 | 131 | 87 | 117 | 132 | 86 | 118 | 132 |
| P5 | Max 100 kg | 72 | 106 | 120 | 69 | 103 | 118 | 76 | 112 | 127 | 82 | 116 | 131 | 84 | 116 | 131 | 87 | 119 | 134 | 86 | 120 | 134 |
| P6 | Max 125 kg | | | | | | | 76 | 114 | 128 | 82 | 116 | 131 | 84 | 117 | 132 | 87 | 120 | 135 | 86 | 121 | 136 |
| P7 | Max 150 kg | | | | | | | | | | 82 | 115 | 130 | 84 | 116 | 131 | 87 | 121 | 136 | 86 | 121 | 136 |

Tabella delle misure

| Categoria | Taglia del piede (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| P3 | Max 60 kg | H100-323 | H100-324 | | | | | |
| P4 | Max 80 kg | H100-423 | H100-424 | H100-425 | H100-426 | H100-427 | H100-428 | H100-429 |
| P5 | Max 100 kg | H100-523 | H100-524 | H100-525 | H100-526 | H100-527 | H100-528 | H100-529 |
| P6 | Max 125 kg | | | H100-625 | H100-626 | H100-627 | H100-628 | H100-629 |
| P7 | Max 150 kg | | | | H100-726 | H100-727 | H100-728 | H100-729 |

Ordinazione

Per il lato sinistro o destro, aggiungere rispettivamente L o R dopo il codice articolo. Es.: H100-426L
 Per rivestimenti del piede caucasici o marroni, aggiungere rispettivamente -FC o -FB come suffisso.
 Es.: H100-426L-FB