

Xtend® Foot Fri

# Schock & Torsion auf jedem Untergrund



#### Vertikaler Shock

Absorbiert Shock für sanftere, komfortablere Schritte.



#### Torsion

±15° gleichmäßige Drehbewegung.



#### Wasserfest

Garantierte Beständigkeit gegenüber Frisch-, Chlor- und Salzwasser



#### Schlankes Profil

Kompaktes Pyramiden-design für eine schlanke Passform.

# Entfalte deine Bewegung mit dem Xtend Foot Fri

Der Xtend Foot Fri ist ein Prothesenfuß der nächsten Generation mit Shock- und Torsionsdämpfung, entwickelt für hohe Mobilitätsleistung in einem schlanken Design.

Mit integrierter Schockabsorption und Torsionsrotation reduziert der Xtend Foot Fri Vertikale Kräfte und Rotationsbelastungen auf den Stumpf – und unterstützt so eine sanftere, natürlichere Bewegung. Der Fuß bietet außerdem 17 Grad laterale Flexibilität (Inversion und Eversion), was das Gleichgewicht und den Komfort auf unebenem Gelände und bei aktiver Nutzung verbessert. Dank seiner vergleichsweise geringen Bauhöhe ist er eine hervorragende Option für Nutzer mit eingeschränktem Freiraum und ermöglicht eine leichtere prothetische Ausrichtung, sowie eine bessere anatomische Passform.

Ob bei alltäglichen Aufgaben oder körperlich anspruchsvolleren Herausforderungen – der Xtend Foot Fri gibt den Nutzern bei jedem Schritt Komfort und Sicherheit.



**Max. Anwendergewicht**  
Bis 150 kg / Größenkategorie P7).



**Garantie**  
Xtend Foot Fri – 36 Monate.  
Fuß-Kosmetik – 9 Monate.

**Bei Lieferung vormontiert**  
Xtend Foot Fri, Fußkosmetik,  
und schwarz Spektrasocke  
bereits angebracht.



**Alles in Einem**  
Der Xtend Foot Fri besitzt  
keine losen Teile.

**Flexibilität**  
17° Inversion  
17° Eversion  
– vergleichbar mit einem  
menschlichen Fuß.



## Finde deine Passform

Der Xtend Foot Fri ist für Personen mit Oberschenkel- oder Unterschenkelamputation vorgesehen, die regelmäßig ein mittleres bis hohes Aktivitätsniveau (K3–K4) aufrechterhalten – insbesondere im Freien und auf unebenem Gelände. Der Fuß eignet sich sowohl für einseitig, als auch beidseitig amputierte Nutzer mit einem Körpergewicht von bis zu 150 kg.

Kategorie	Fußgröße (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB*	H100-727-STB*	H100-728-STB*	H100-729-STB*

\* spätere Markteinführung