

Xtend® Foot Fri

Støt-/torsjonsdemping på alle underlag



Vertikal støt

Demping av støt for jevnere og mer komfortable steg.



Torsjon

±15° jevn rotasjonsbevegelse.



Vanntett

Garantert i fersk-, basseng- og saltvann.



Slank konstruksjon

Kompakt pyramidedesign for elegant passform.

Frigjør bevegelse med Xtend Foot Fri

Xtend Foot Fri er en neste generasjons protesefot med støt- og torsjonsdemping, utviklet for å gi høy ytelse og mobilitet i en slank konstruksjon.

Med integrert støtdemping og torsjonsrotasjon reduserer Xtend Foot Fri støtkrefter og vridningsbelastning på restlemmet – og støtter en jevnere og mer naturlig bevegelse. Foten tilbyr også 17° lateral fleksibilitet (inversion og eversion), noe som gir bedre balanse og komfort på ujevnt underlag og i aktive miljøer. Med lav byggehøyde er den ideell for brukere med begrenset klaring, og gir enklere protesetilpasning og bedre anatomisk passform.

Enten det gjelder daglige gjøremål eller mer fysiske utfordringer, gir Xtend Foot Fri brukeren et komfortabelt og trygt steg – hver gang.



Finn din passform

Xtend Foot Fri er beregnet for personer som har gjennomgått en over- eller underbensamputasjon og som regelmessig opprettholder et moderat til høyt aktivitetsnivå (K3–K4), spesielt utendørs og i ulendt terreng. Den protesiske foten passer både for ensidige og trossidige amputerte, opptil 150 kg i vekt.

Kategori	Størrelse (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB*	H100-727-STB*	H100-728-STB*	H100-729-STB*

* senere lansering