

Xtend® Foot Fri

Stötdämpning/Torsion på alla underlag



Vertikal stötdämpning

Dämpar stötar för mjukare och mer bekväma steg.



Torsion

±15° mjuk rotationsrörelse.



Vattentät

Garanterad i färsk-, pool- och saltvatten.



Smidig konstruktion

Kompakt pyramiddesign för smidig passform.

Släpp loss rörelsen med Xtend Foot Fri

Xtend Foot Fri är en nästa generations protesfot med stötdämpning och torsion, utvecklad för att ge högpresterande rörlighet i en smidig design.

Med integrerad stötdämpning och torsionsrörelse minimerar Xtend Foot Fri belastning och vridmoment på det kvarvarande benet – vilket ger mjukare och mer naturliga rörelser. Foten erbjuder även 17° lateral flexibilitet (inversion och eversion), vilket förbättrar balansen och komforten på ojämnt underlag och i aktiva miljöer. Med en relativt låg bygghöjd är den ett utmärkt alternativ för användare med begränsat utrymme, vilket förenklar protesjustering och ger en bättre anatomisk passform.

Oavsett om det gäller dagliga rutiner eller fysiska utmaningar ger Xtend Foot Fri användaren ett bekvämt och själv säkert steg – varje gång.



Storleksguide

Xtend Foot Fri är avsedd för personer med över- eller underbensamputation som regelbundet har en måttlig till hög aktivitetsnivå (K3–K4), särskilt utomhus och på ojämnt underlag. Protesfoten passar både för enkel- och dubbelamputerade upp till 150 kg.

Kategori	Storlek (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB