

Xtend® Foot Fri H100 - Støt/Torsjon

Tekniske dataspesifikasjoner

Xtend Foot Fri er en høyytelsesprotesefot med integrert støtdemping og torsjonsrotasjon, som reduserer støt og belastning på den gjenværende kroppsdelene for jevnere og mer naturlige bevegelser. Den tilbyr 17° lateral fleksibilitet for stabilitet på ujevnt underlag, og dens slanke design passer brukere med begrenset plass. Laget av avansert tilpasningsdyktig glass- og karbonfiber gir den utmerket energiavkastning og lavt tyngdepunkt – noe som gir trygghet og komfortable steg i både hverdagen og aktive omgivelser.



Slank konstruksjon

Kompakt pyramidedesign for smidig passform.



Vekt

Lettvektskonstruksjon.
Eks: Størrelse P426 = 554 gr.



Vannrett

Garantert i fersk-, basseng- og saltvann.



Fleksibel

17° inversion
17° eversion
– sammenlignbar med en menneskefot.



Montering

Montering av universalpyramideadapter som passer alle standardkomponenter på markedet.



Torsjon

±15° jevn rotasjonsbevegelse.



Vertikalt støt

Absorberer støt for jevnere og mer komfortable steg.



Materiale

Glassfiber, karbonfiber og titan.



Garanti

Xtend Foot Fri – 36 måneder.
Fotskall – 9 måneder.



Maksimal pasientvekt

150 kg (størrelseskategori P7).



Én enhet


Xtend Foot Fri har ingen løse deler.



Ferdig montert ved levering

Leveres med fotskall og svart spectra-sokk allerede på plass.

Tekniske fakta Xtend® Foot Fri H100



A Fotskall høyde i mm
B Bygd høyde i mm

		Størrelse (cm)		23	24	25	26	27	28	29					
Kategori		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
P3	Max 60 kg	72	142	70	142										
P4	Max 80 kg	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156
P5	Max 100 kg	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158
P6	Max 125 kg					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159
P7	Max 150 kg							82	153	84	153	86	160	87	161

Interessert?



Skann QR-koden for å lære mer om Xtend Foot Fri.

Størrelsesguide

Kat.	Størrelse (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB

Slik bestiller du

For fargevalg legg til suffiks; Kaukasisk FC, brun FB, lysbrun FT, svart FJ. Eksempel: H100-426-STY-FB.
Legg til L for venstre og R for høyre etter artikkelkoden. Eksempel: H100-426-STY-FBL.