

Xtend® Foot Fri

あらゆる地形への対応 衝撃吸収・回旋機能付



垂直方向の衝撃吸収
衝撃を吸収し、より滑らかで快適な歩行を実現します



回旋機能
±15°の滑らかな回旋機能



防水
真水、プール、海水での使用が保証されています



スリムな構造
スマートな装着感を実現するコンパクトな設計

Xtend Foot Fri で動きを解放しよう

Xtend Foot Fri は、衝撃吸収と回旋機能を備えた次世代の高性能義足足部で、スリムなデザインにより高性能モビリティを実現するよう設計されています。

衝撃吸収と回旋機能を一体化した Xtend Foot Fri は、断端への衝撃や回旋ストレスを最小限に抑え、より自然で滑らかな動きをサポートします。さらに、17度の外反・内反の側方柔軟性により、不整路面やアクティブな環境でもバランスと快適さを向上させます。低床構造によりスペースに制限のあるユーザーにも最適で、しかも義足のアライメントが確保しやすくより解剖学的にフィットします。

日常の活動から身体的にハードな挑戦まで、Xtend Foot Fri は快適で自信に満ちた一歩をサポートします。



自分に合ったサイズを見つけよう

Xtend Foot Fri は、大腿または下腿切断のK3~K4の中~高活動レベルの方を対象としています。この義足足部は片足または両足切断の方に対応し、体重 150kg/330 lbs まで使用可能です。

| 分類 | 足のサイズ (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| P3 | Max 60 kg / 130 lbs | H100-323-STW | H100-324-STW | | | | | |
| P4 | Max 80 kg / 175 lbs | H100-423-STY | H100-424-STY | H100-425-STY | H100-426-STY | H100-427-STY | H100-428-STY | H100-429-STY |
| P5 | Max 100 kg / 220 lbs | H100-523-STG | H100-524-STG | H100-525-STG | H100-526-STG | H100-527-STG | H100-528-STG | H100-529-STG |
| P6 | Max 125 kg / 275 lbs | | | H100-625-STR | H100-626-STR | H100-627-STR | H100-628-STR | H100-629-STR |
| P7 | Max 150 kg / 330 lbs | | | | H100-726-STB | H100-727-STB | H100-728-STB | H100-729-STB |