

Xtend® Foot Först H100

Spécification des données techniques

LPPR
2765592
Classe III

Xtend Foot Först est une prothèse de pied qui, avec ses 17 degrés de flexibilité, fonctionne presque comme un pied humain. La caractéristique déterminante de Xtend Foot Först est sa mobilité latérale supérieure, une compensation sûre sur les surfaces inégales. Un centre de gravité bas assure une stabilité inégalée. C'est grâce à son mélange unique de l'adaptable et flexible la fibre de verre et la fibre de carbone, un matériau connu pour sa capacité à créer un retour d'énergie.



Poids

Construction légère.
Ex: Taille P426 = 399 grammes.



Montage

Adaptateur pyramidal universel qui s'adapte à tous les composants standard du marché.

Étanche

Garanti en eau douce, de piscine et salée.



Matériel

Fibre de verre, fibre de carbone et titane.

Souple

17° d'inversion
17° d'éversion
– comparable à un pied humain.



Garantie

Xtend Foot Först - 36 mois.
Esthétique du pied - 9 mois



Poids max patient

150 kg (size category P7).



Une unité


Xtend Foot Först n'a pas de pièces détachées.



Dans la boîte

Livré avec esthétique de pied en élastomère thermoplastique et chaussette spectra noire.

Données techniques Xtend® Foot Först H100



A Chaussette estétique, hauteur en mm
B Hauteur libre en mm

Guide de sélection Xtend Foot



Trouvez le modèle parfait avec notre outil en internet!

Taille de pied (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
Catégorie		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg /130 lbs	72	106	70	107										
P4	Max 80 kg /175 lbs	72	106	70	107	76	115	82	117	84	118	86	120	87	120
P5	Max 100 kg /220 lbs	72	108	70	108	76	116	82	118	84	118	86	122	87	122
P6	Max 125 kg /275 lbs					76	117	82	118	84	118	86	123	87	123
P7	Max 150 kg /330 lbs							82	117	84	118	86	123	87	124

Guide des tailles

		Taille de pied (cm)						
Catégorie		23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

Comment commander

Pour l'esthétique de pied Caucasian (FC), Tan (FT), Braun (FB) ou Jet Black (FJ) comme suffixe.

Exemple: H100-426-FC

Pour gauche ou droite, ajoutez L ou R après le code d'article. Exemple: H100-426-FCL