

# Xtend® Foot Först H100

## Specifiche Tecniche

Xtend Foot Först è un piede protesico brevettato che, con i suoi 17 gradi di flessibilità, funziona quasi come un piede naturale. La caratteristica distintiva di Xtend Foot Först è la sua eccellente mobilità laterale, che consente una compensazione sicura su superfici irregolari. Il baricentro basso garantisce una stabilità senza pari. Tutto questo è possibile grazie al suo esclusivo mix di fibra di vetro e fibra di carbonio adattabile e flessibile, un materiale noto per la sua capacità di creare un ritorno energetico.



**Peso**  
Struttura leggera.  
Es.: Misura P426 = 399 grammi.



**Montaggio**  
Adattatore piramidale universale compatibile con tutti i componenti standard presenti sul mercato.

**Impermeabilità**  
Garantita per uso in acqua dolce, salata e in piscina.



**Materiale**  
Fibra di vetro, fibra di carbonio e titanio.

**Flessibilità**  
17° di inversione  
17° di eversione  
– paragonabile a un piede umano.



**Garanzia**  
Xtend Foot Först – 36 mesi.  
Rivestimento del piede – 9 mesi.



**Peso massimo del paziente**  
150 kg (categoria di taglia P7).




**Un pezzo unico**  
Xtend Foot Först non prevede parti scomponibili.



**Preassemblato al momento della consegna**  
Xtend Foot Först, rivestimento del piede e, calzino Spectra già montati.

# Dati Tecnici Xtend® Foot Först H100



A Altezza della cover (mm)  
B Ingombro totale (mm)

Xtend Foot  
Strumento di  
selezione



Trova il piede ideale  
utilizzando il nostro  
strumento di selezione!

		Taglia del piede (cm)		23	24	25	26	27	28	29					
Categoria		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
P3	Max 60 kg/130 lbs	72	106	70	107										
P4	Max 80 kg/175 lbs	72	106	70	107	76	115	82	117	84	118	86	120	87	120
P5	Max 100 kg/220 lbs	72	108	70	108	76	116	82	118	84	118	86	122	87	122
P6	Max 125 kg/275 lbs					76	117	82	118	84	118	86	123	87	123
P7	Max 150 kg/330 lbs							82	117	84	118	86	123	87	124

## Tabella delle misure

		Taglia del piede (cm)						
Categoria		23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## Ordinazione

Seleziona il colore del guscio del piede: Caucasian (FC), Brown (FB), Tan (FT) oppure Jet Black (FJ) e aggiungi il codice come suffisso. Es.: H100-426-FB.

Per piede sinistro (L) o destro (R), aggiungi L o R come ultima parte del suffisso. Es.: H100-426-FBL.