

# Xtend® Foot Först H100

## Teknisk specifikation

Xtend Foot Först är en patenterad protesfot som med sina 17° sidoflexibilitet nästan fungerar som en mänsklig fot. Den avgörande egenskapen hos Xtend Foot Först är dess överlägsna sidorörlighet, en säker kompensation på ojämna ytor. En låg flexibilitetspunkt säkerställer en oöverträffad stabilitet. Detta tack vare sin unika blandning av det anpassningsbara och flexibla materialet glasfiber och kolfiber, ett material som är känt för sin förmåga att skapa energiåtergivning.



### Vikt

Lättviktskonstruktion

Ex: Storlek P426 = 399 gram / 0.88 lbs.



### Montering

Universell pyramid-adapter som passar alla standardkomponenter på marknaden

### Skyddad mot vatten

Garanterad i färsk-, pool- och saltvatten



### Material

Glasfiber, kolfiber och titan.

### Flexibel

17° inversion

17° eversion

– jämförbart med en mänsklig fot.



### Garanti

Xtend Foot Först – 36 månader.  
Kosmetik – 9 månader.



### Max kroppsvikt

150 kg / 339 lbs (storlekkategori P7).



### En enhet


Xtend Foot Först har inga lösa delar.



### Förmonterad vid leverans

Xtend Foot Först, fotskal och svart spectra socka redan på plats.

# Tekniska fakta Xtend® Foot Först H100



A Kosmetik höjd i mm  
B Bygghöjd i mm

Xtend Foot  
Storleksguide



Välj rätt fotstorlek  
med vår digitala  
storleksguide!

Fotstorlek (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
Kategori		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg/130 lbs	72	106	70	107										
P4	Max 80 kg/175 lbs	72	106	70	107	76	115	82	117	84	118	86	120	87	120
P5	Max 100 kg/220 lbs	72	108	70	108	76	116	82	118	84	118	86	122	87	122
P6	Max 125 kg/275 lbs					76	117	82	118	84	118	86	123	87	123
P7	Max 150 kg/330 lbs							82	117	84	118	86	123	87	124

## Storleksguide

		Storlek (cm)						
Kategori		23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## Hur du beställer

För färgval lägg till suffix; kaukasisk FC, brun FB, ljusbrun FT, svart FJ. Exempel: H100-426-FB

För vänster eller höger, lägg till L eller R efter artikelnumret. Exempel: H100-426-FBL