

# Xtend® Foot Fri H100 - Stötdämpning/Torsion

## Teknisk specifikation

Xtend Foot Fri är en högpresterande protesfot med integrerad stötdämpning och torsionsrotation, vilket minskar belastningen på den amputerade kroppsdelen och ger ett smidigare och mer naturligt rörelsemönster. Den erbjuder 17° lateral flexibilitet för stabilitet på ojämnt underlag, och dess slimmade design passar användare med begränsat utrymme. Tillverkad av avancerad anpassningsbar glas- och kolfiber, ger den utmärkt energiåtergivning och låg tyngdpunkt - vilket möjliggör trygga och bekväma steg i både vardagliga och aktiva miljöer.



### Garanti

Xtend Foot Fri – 36 månader.  
Kosmetik – 9 månader.



### Max kroppsvikt

150 kg (storlekkategori P7).



### En enhet


Xtend Foot har inga lösa delar.



### Förmonterad vid leverans

Xtend Foot Fri, fotskal och svart spectra socka redan på plats.

# Teknisk fakta Xtend® Foot Fri H100



A Kosmetik höjd i mm  
B Bygghöjd i mm

Kategori		Storlek (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
P3	Max 60 kg/130 lbs	72	142	70	142												
P4	Max 80 kg/175 lbs	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156		
P5	Max 100 kg/220 lbs	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158		
P6	Max 125 kg/275 lbs					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159		
P7	Max 150 kg/330 lbs							82	153	84	153	86	160	87	161		

Intresserad?



Skanna QR koden för att lära dig mer om Xtend Foot Fri

## Storleksguide

Kat.	Storlek (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB

## Hur du beställer

För färgval lägg till suffix: Kaukasisk FC, Brun FB, Ljusbrun FT eller Svart fotskal FJ. Exempel: H100-426-STY-FB.  
För vänster eller högra fotskal, lägg till L or R som en sista del i suffixet. Exempel: H100-426-STY-FBL.